

バイオハザードの発生源を 室内に排出しない完全密閉式! バイオハザード防止オートクレーブ LB

HB-305M



病原性微生物や遺伝子組み換え病源体などの バイオハザード発生源を 室内に排出すること無く、封じ込めたまま滅菌処理

主な特長

■エアロゾル防止

完全密閉式のため未滅菌空気・未滅菌水蒸気などに付着した 病源性微生物を放出しません。

■物理的封じ込め

完全密閉式のため、フィルター(0.22 µm)を透過してしまう ウィルスでも放出しません。

■安全性が高く管理が簡単

二次感染の危険が発生しやすいフィルター交換もなく、管理が 極めて簡単でランニングコストが安価です。

■安価な設備費

キルタンクのように膨大な設備費や大きなスペースがない施設 でも実験室内に設置ができ、安全に病源性微生物の滅菌処理が できます。

■簡単な設置

小型圧力容器構造規格品なので設置に関する付帯工事は不要で 電源があれば何処へでも移動、設置が可能です。

■高温、長時間滅菌

最高温度123℃、最長タイマー999分のため、ラットやウサギ などの温度が浸透しにくい実験動物の滅菌にも最適です。

■感染性廃棄物の安全処理

感染性廃棄物の処理の基本は、移送せずに発生源で滅菌処理を おこなうことが、高い安全性と確実性を有します。

規格•仕様

	バイオハザード防止オートクレーブ
型式	HB-305M
医療 / 理化学機器 分類	LB
缶体内寸法	ϕ 300 $ imes$ D400 mm
有効容量(総容量)	28L(約 33L)
選択コース	準備 → 加熱 → 滅菌(調整可能)→ 完了
滅菌温度設定範囲	105~123℃可変式
滅菌タイマー	1~999分残時間表示方式連続運転機能付
排気制御	微細排気バルブによる調整可能
排気ボトル(満水時)	13L 内蔵式
最高使用圧力	0.549MPa
温度計	デジタル表示 5 ~ 126℃
圧力計	0 ∼ 1MPa
安全警報装置	圧力安全弁・過圧防止スイッチ・過電流ブレーカー・空焚防止装置
	エラー表示(空焚・センサー断線・過圧・ヒーター異常)
外寸法	W504×D697×H987 mm
重量(約)	80kg
圧力容器の種類	小型圧力容器
缶体材質	ステンレス (SUS304)
電源	AC100V 20A 2.0kW
必要な電源設備	単相 AC100V(50/60Hz)20A 以上
電源接続部形状	丸端子 3 m
付属品	排気ボトル・滅菌缶(1 個)・アイボトル締め付け金具
価 格	¥1,090,000(稅込¥1,199,000)
※海抜800m以上(山岳地域等の低気圧状態)及びダーラム管(6mm未満)でご使用になる場合は、仕様変更	

となりますのでで検討の際はで相談ください。

※納品・検収費用:製品に関する納品・検収費用は別途料金になります。

システムアップの オプション機器(後付不可)* オプション



記録計 1P (ES-600) -1本付) ¥240,000 (税込¥264,000) (校正費用別)

※滅菌器ご注文と同時対応のみ 後付け対応はできません。



φ 270×H200 mm ¥ **14,000** (税込¥15,400) φ270×H270 mm ¥15,000 (稅込¥16,500)



ステンレス製丸型金網カゴ ステンレス製滅菌缶 d 270×H200 mm ¥22,000 (税込¥24,200) φ270×H270 mm **¥24,000** (税込¥26,400)



オートクレーブ用 洗浄剤リスター オートクレーブ用の強力 -洗剤で缶体の内部を洗浄。 ¥10,000 (税込¥11,000) (約25回分) ¥6.500 (税込¥7,150)



(100錠/瓶)



廃棄物処理用 エスクリニカパック A.500×700 mm 200枚入 ¥23,000 (税込¥25,300) B 620×820 mm 200枚 入 ¥29,000 (税込¥31,900)



滅菌テープ・ラベル・バッグ 各種お問い合わせ下さい。

LB:理化学機器(LABO)

代理店

株式会社平山製作所

https://www.hirayama-hmc.co.jp/

社 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5

大阪支店 〒530-0043 大阪市北区天満4-9-1 仙台事務所 〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101 TEL. 022-296-3677 FAX. 022-296-3688

福岡事務所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4-5-7 (ヤガミ福岡ビル) TEL. 092-433-3031 FAX. 092-471-6870 サービスセンター 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5

ISO 13485 認証取得 本社 / サービス / 工場 TEL. 048-735-1241 FAX. 048-733-2384 TEL. 06-4800-0025 FAX. 06-4800-0062

※価格、仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。

TEL. 048-735-1222 FAX. 048-733-2384