

## ワンタッチで 滅菌から乾燥まで自動運転

フルオート型オートクレーブ

# SG series

### POINT

簡単な操作 フルオートマチック

標準コースが設定されており、ワンタッチで滅菌から乾燥まで自動的におこないます。

### 使いやすい機能

#### POINT 給水・排水工事不要

SG330Vは給・排水タンクを内蔵、SG330Lは水循環方式を採用しており、共に給水・排水のための工事は、一切不要です。

#### 乾燥時間の選択

被滅菌物によって標準コース以外でも、最適な乾燥時間が選択できます。

### 滅菌を支える安心機能

#### POINT パワフル乾燥

高性能真空ポンプを使用し理想的な滅菌と最適な乾燥が得られます。

#### いつもクリーンな滅菌

水は1回ごとに排出、常に新しい水で滅菌できます。

### 医療 SG330V/SG330L

有効容量  
**39.5L**  
SG330V

有効容量  
**57.2L**  
SG330L

3種類のコース選択

滅菌乾燥

滅菌

乾燥



SG330V



SG330V  
フルオートタイプ  
(ポリタンク式)

収納力  
丸カスト 27cm × 2個  
平カスト E-33 × 2個  
収納カゴ 330 × 1個



SG330L  
フルオートタイプ  
(循環式)

収納力  
丸カスト 27cm × 3個  
平カスト E-33 × 2個  
収納カゴ 330 ロング × 1個

### [ 規格・仕様 ]

型 式	SG330V	SG330L
医療 / 理化学機器の分類	<b>医療</b>	
缶体内寸法 (φ × D mm)	316 × 460	316 × 700
有効容量	39.5L	57.2L
コース選択	滅菌乾燥・滅菌・乾燥	
滅菌温度範囲	121℃ (20分) / 132℃ (5分)	
乾燥タイマー	30分 / 40分 / 50分 / 乾燥なし	
最高使用圧力	0.21MPa	
外寸法 (W × D × H mm)	593 × 780 × 1290	593 × 1050 × 1300
重 量 (約)	128kg	166kg
電源 (50/60Hz) / 最大発熱量	単相 AC100V 19.5A 1.95kW / 1,677kcal/hr	単相 AC100V 30A 3.0kW / 2,580kcal/hr
電源接続部形状	アース付  3m	
付属品	給水タンク・排水タンク・注水タンク・2段スノコ板・スノコ・ 排水警告センサー (SG330Vのみ)・保管庫用棚板 (SG330Lのみ)	
医療機器承認番号 <sup>*1</sup>	21900BZX00241000	21900BZX00244000
価 格	<b>¥1,280,000 (税込 ¥1,408,000)</b>	<b>¥1,810,000 (税込 ¥1,991,000)</b>

### ■オプション

- ・丸カスト 27cm ¥14,800 (税込 ¥16,280)
- ・角カスト E-33 ¥33,000 (税込 ¥36,300)
- ・収納カゴ 330 ¥53,000 (税込 ¥58,300)
- ・収納カゴ 330 ロング ¥83,000 (税込 ¥91,300)

<sup>\*1</sup> 医療機器の種類別：管理医療機器 (クラスⅡ)、特定保守管理医療機器  
※外寸法の D 寸法にはハンドル部 82mm は含まれておりません。

**医療**：薬機法に基づく医療機器

代理店

※価格、仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。

## 株式会社 平山製作所

<https://www.hirayama-hmc.co.jp/>

本 社 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1241 FAX. 048-733-2384  
大 阪 支 店 〒530-0043 大阪市北区天満4-9-1 TEL. 06-4800-0025 FAX. 06-4800-0062  
仙 台 事 務 所 〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101 TEL. 022-296-3677 FAX. 022-296-3688  
福 岡 事 務 所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4-5-7 (ヤガミ福岡ビル) TEL. 092-433-3031 FAX. 092-471-6870  
サ ー ビ ス セ ン タ ー 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1222 FAX. 048-733-2384

●サービス拠点 札幌、青森、大阪



ISO 13485 認証取得  
本社 / サービス / 工場  
tuv.com/psccert

H22.10.10.HIR